

<b>DENOMINAZIONE / PRODUCT NAME</b>	<b>EM45 SurgiFlexo Tip</b>
<b>DESCRIZIONE / PRODUCT DESCRIPTION</b>	<p>Cannula chirurgica per aspiratore chirurgico, completa di 2 adattatori. Sterile e monouso. Il corpo della cannula è deformabile secondo le esigenze dell'utilizzatore, migliorandone l'usabilità. Punta svitabile per incrementare le prestazioni di aspirazione.</p> <p>Surgical cannula for surgical aspirator, supplied with 2 adapters. Sterile and disposable. The body of the cannula is shapable according to the needs of the user, improving its usability. Unscrewable tip to increase suction performance.</p>
<b>CARATTERISTICHE FISICHE / PHYSICAL CHARACTERISTICS</b>	<p>Punta Ø 2,5 mm.          Tubo Ø 4,5 mm.          Lunghezza 185 mm.          Colore: blu.          Materiali: PP e PVC biocompatibili.</p> <p>Tip Ø 2.5 mm.          Tube Ø 4.5 mm.          Length 185mm.          Blue color.          Materials: biocompatible PP and PVC.</p>
<b>DOSAGGIO / DOSING</b>	N/A
<b>ETICHETTATURA DI PERICOLOSITÀ / DANGER LABELLING</b>	N/A
<b>INFORMAZIONI DI SICUREZZA / SAFETY INFORMATION</b>	<p>Fare riferimento alle istruzioni fornite assieme al dispositivo.</p> <p>Refer to the instructions supplied with the device.</p>
<b>SCHEDA DI SICUREZZA / SAFETY DATA SHEET</b>	N/A
<b>DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS</b>	<p>Direttiva 93/42/CE. Dispositivo medico classe IIa.          Directive 93/42/EC. Class IIa medical device.</p> <p>EN ISO 10993-1:2018 Valutazione biologica dei dispositivi medici          EN ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices.</p>
<b>STOCCAGGIO / STORAGE</b>	<p>Stoccare a temperatura ambiente in luogo asciutto e ventilato.</p> <p>Storage at environmental temperature in a dry and ventilated room.</p>
<b>DURATA / DURATION</b>	<p>5 anni.</p> <p>5 years.</p>
<b>CONFEZIONI / PACKAGES</b>	<p>Confezioni da 20 pezzi.          Cartone da 480 pezzi (24 confezioni).</p> <p>Pack containing 20 pieces each.          Carton of 480 pieces (24 packs).</p>