

DENOMINAZIONE / PRODUCT
NAME / NOM DU PRODUIT /
PRODUKTBEZEICHNUNG /
DENOMINACIÓN

DESCRIZIONE / PRODUCT
DESCRIPTION / DESCRIPTION /
PRODUKTBESCHREIBUNG /
DESCRIPCIÓN

CARATTERISTICHE FISICHE /
PHYSICAL CHARACTERISTICS /
CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES / PHYSIKALISCHE
EIGENSCHAFTEN /
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

INFORMAZIONI DI SICUREZZA /
SAFETY INFORMATION /
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ /
SICHERHEITSINFORMATIONEN /
INFORMACIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD

Spunbond round cap

Copricapo circolare con elastico in TNT

Copricapo rotondo realizzato in tessuto non tessuto con elastico lungo tutta la circonferenza del prodotto. Il tessuto non tessuto utilizzato costituisce una barriera batteriologica consentendo allo stesso tempo un'alta traspirabilità della cute. Prodotto monouso.

Round cap in non-woven fabric

Round headgear in Spunbond absorbent non-woven fabric with elastic. The non-woven fabric used constitutes a bacteriological barrier allowing at the same time high breathability of the skin. Single-use disposable product.

Cagoule ronde en tissu non-tissé

Cagoule ronde en tissu non-tissé absorbant Spunbond. Calot avec élastique. Le tissu non tissé utilisé constitue une barrière bactériologique tout en permettant une grande respirabilité de la peau. Produit jetable à usage unique.

Runde Kopfbedeckung aus Spinnvliesstoff

Runde Kopfbedeckung aus saugfähigem Spinnvliesstoff. Der verwendete Vliesstoff stellt eine bakteriologische Barriere dar und ermöglicht gleichzeitig eine hohe Atmungsaktivität der Haut, wodurch ein Anstieg der Körpertemperatur vermieden wird. Einwegprodukt.

Cubrecabezas redondo con elástico de tejido no tejido

Cubrecabezas redondo con elástico en tejido no tejido. El tejido no tejido utilizado constituye una barrera bacteriológica y al mismo tiempo permite una alta transpirabilidad de la piel. Producto desechable de un solo uso.

Materiale / Material / Matériel / Stoff / Material	Tessuto non tessuto intrecciato composto da 100% fibre di polipropilene / 100% Polypropylene spunbond nonwoven fabric / Tissu non tissé composé à 100 % de fibres de polypropylène / Gewebter vliesstoff aus 100 % polypropylenfasern / Tejido no tejido fabricado 100% con fibras de polipropileno
Grammatura / Grammage / Poids / Gewicht / Peso	15 g/m ²
Colore / Colour / Couleur / Farbe / Color	Azzurro / Light Blue / Bleu / Blau / Azul Verde / Green / Vert / Grün / Verde
Diametro / Diameter / Diamètre / Durchmesser / Diámetro (cm)	53
Tolleranza dimensionale / Dimensional tolerance / Tolérance dimensionnelle / Größentoleranz / Tolerancia dimensional	± 5%

Non riutilizzare, il riutilizzo può provocare l'infezione acuta o cronica del paziente. Il dispositivo non contiene lattice di gomma naturale (Latex free), ftalati (PVC free), elementi (collanti, sostanze chimiche, etc.) che possano provocare allergie o qualsiasi manifestazione cutanea.

Do not re-use. Reuse may cause acute or chronic patient infection. The device does not contain natural rubber latex (Latex free), phthalates (PVC free), elements (adhesives, chemicals, etc.) that could cause allergies or any skin reaction.

Ne pas réutiliser. La réutilisation peut provoquer l'infection aiguë ou chronique du patient. Le produit ne contient pas de latex de caoutchouc naturel (sans latex), de phtalates (sans PVC), aucun élément (colles, produits chimiques, etc.) pouvant provoquer des allergies ou toute manifestation cutanée.

Nicht wieder verwenden. Eine erneute Verwendung kann eine akute oder chronische Infektion des Patienten hervorrufen. Das Produkt enthält kein Naturkautschuklatex (latexfrei), Phthalate (PVC-frei), Elemente (Klebstoffe, Chemikalien usw.), die Allergien oder andere Hauterscheinungen verursachen

	<p>können. No volver a utilizar, la reutilización puede causar infecciones agudas o crónicas en el paciente. El dispositivo no contiene látex de caucho natural (Latex free), ftalatos (PVC free), ningún elemento (adhesivos, sustancias químicas, etc.) que puedan causar alergias o reacciones en la piel.</p>
<p>DIRETTIVA E/O NORMA DI RIFERIMENTO / REFERENCE DIRECTIVES AND / OR STANDARDS / DIRECTIVE ET/OU NORME DE RÉFÉRENCE / BEZUGSRICHTLINIE UND/ODER NORM / DIRECTIVA Y/O NORMA DE REFERENCIA</p>	<p>Regolamento UE 2017/745. Dispositivo medico classe I. Regulation (EU) 2017/745. Class I medical device. Règlement (UE) 2017/745. Dispositif médical classe I. Verordnung (EU) 2017/745. Medizinprodukt der Klasse I. Reglamento (UE) 2017/745. Dispositivo médico clase I. Regulamento (UE) 2017/745. Dispositivo médico classe I.</p>
<p>STOCCAGGIO / STORAGE / STOCKAGE / LAGERUNG / ALMACENAMIENTO</p>	<p>Stoccare a temperatura ambiente in luogo asciutto e ventilato. Non stoccare alla luce diretta del sole. Storage at environmental temperature in a dry and ventilate room. No storage in direct sun. Stocker à température ambiante dans un endroit sec et ventilé. Stocker à l'abri de la lumière directe du soleil. Bei Raumtemperatur in einem trockenen und belüfteten Raum lagern. Keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen. Almacenar a temperatura ambiente en lugar seco y ventilado, No almacenar bajo incidencia directa de sol.</p>
<p>STERILIZZAZIONE / STERILIZATION / STÉRILISATION / STERILISATION / ESTERILIZACIÓN</p>	<p>Non sterile / Not sterile / Non stérile / Nicht steril / No estéril</p>
<p>SMALTIMENTO / DISPOSAL / ÉLIMINATION / ENTSORGUNG / ELIMINACIÓN</p>	<p>Il dispositivo deve essere smaltito in conformità con le procedure mediche adottate dalle istituzioni e organizzazioni sanitarie e in base alle leggi e ai regolamenti locali, statali o federali. The device must be disposed of in accordance with medical procedures adopted by health care institutions and organizations and local, state or federal laws and regulations. Le produit doit être éliminé conformément aux procédures médicales adoptées par les établissements et organisations de soins de santé et aux lois et règlements locaux, étatiques ou fédéraux. Das Produkt muss gemäß den medizinischen Verfahren entsorgt werden, die von Gesundheitseinrichtungen und -organisationen sowie den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen und Vorschriften erlassen wurden. El producto debe desecharse de acuerdo con los procedimientos médicos adoptados por las instituciones y organizaciones de atención médica y las leyes y regulaciones locales, estatales o federales.</p>
<p>DURATA / DURATION / DURÉE / DAUER / DURACIÓN</p>	<p>N/A</p>
<p>CONFEZIONI / PACKAGES / CONDITIONNEMENT / PACKUNGEN / ENVASES</p>	<p>Cuffie confezionate in buste di polietilene trasparente da 100 pezzi. Imballo di cartone. Caps packaged in transparent polyethylene bags of 100 pieces. Cardboard packaging. Calots emballés dans des sacs en polyéthylène transparent de 100 pièces. Emballage en carton. Hauben verpackt in transparenten Polyethylenbeuteln zu 100 Stück. Verpackung im Karton. Gorros empaquetados en bolsas de polietileno transparente de 100 unidades. Embalaje de cartón.</p>

N/A: non applicabile / not applicable / non applicable / Nicht anwendbar / no aplicable

Le informazioni tecniche qui esposte sono quelle a noi date, sotto la loro responsabilità, dai nostri fornitori di materie prime.

All technical information herein disclosed is provided to us by our raw material suppliers, under their own responsibility.

Les informations techniques reportées sur cette fiche sont celles que nous avons obtenues, sous leur responsabilité, de nos fournisseurs de matières premières.

Die hier aufgeführten technischen Informationen wurden uns von unseren Rohstofflieferanten, unter deren Verantwortung gegeben.

La información técnica aquí expuesta la hemos recibido de nuestros proveedores de materias primas, bajo su responsabilidad.